



## TRAKEOSTOMİ HME

	<b>Nemlendirme</b>
Kod	AL-08025
Steril kod	AL-080259
Adet/Kutu	50
Tidal volüm (ml)	
Ölü boşluk (ml)	15 ml
Bakteriyel viral etkinlik	
Viral etkinlik	
Akışa direnç	0,5 l/sn – 7mmH <sub>2</sub> O 1 l/sn – 18 mmH <sub>2</sub> O 1,5 l/sn – 30 mmH <sub>2</sub> O
Ağırlık (gr)	8,4
Bağlantılar	15F, oksijen port: 5,5mm, aspirasyon portu: 6,1mm
<b>Nemlendirme etkinliği</b>	<b>28,5 mg/l H<sub>2</sub>O</b> (500 ml. tid. vol.)