

IPPB (ARALIKLI POZİTİF BASINÇ SOLUNUM) DEVRELERİ



- Tüm IPPB cihazlarına uyumlu solunum devresi seçenekleri
- Ekspirasyon değeri ölçümü için özel tıpalı ve ekspirasyon akım ayıracılı
- Hasta ağızlığı, kateter bağlantısı, nebulizatör ve diğer adaptörler eklenebilir
- Ürünlerimiz CE belgeli olup ISO 13485:2003 + AC:2007 standartlarına uyumludur.



IPPB DEVRELER

AL-3110-026 PE-Erişkin


AL-3210-026 PVC-Erişkin, Smoothbore



NEBÜLİZATÖRLÜ IPPB DEVRELER

AL-3110-026/4 PE-Erişkin

AL-3210-026/4 PVC-Erişkin, Smoothbore



IPPB DEVRELER

AL-3120-026 PE-Erişkin

AL-3220-026 PVC-Erişkin, Smoothbore

